

Misure disponibili												
Misura		Diametro mm	Lunghezza mm	Colore								
30	Gauge corto	0,3	25	Giallo		x	x					
30	Gauge corto	0,3	21	Giallo		x	x	x				
30	Gauge extra-corto	0,3	16	Giallo		x	x	x				
30	Gauge extra-corto	0,3	12	Giallo	x						x	
30	Gauge extra extra-corto	0,3	8	Giallo	x						x	

27	Gauge lungo	0,4	38	Grigio								x
27	Gauge lungo	0,4	36	Grigio								x
27	Gauge corto	0,4	30	Grigio		x	x					
27	Gauge corto	0,4	25	Grigio		x	x					
27	Gauge corto	0,4	21	Grigio		x	x	x				
27	Gauge extra-corto	0,4	16	Grigio		x	x	x	x			
27	Gauge extra-corto	0,4	12	Grigio								
27	Gauge extra extra-corto	0,4	8	Grigio					x	x		

25	Gauge lungo	0,5	38	Arancione								x
25	Gauge extra extra-corto	0,5	8	Arancione						x		

Zona Papillare	Peri-apicale, vestibulare	Peri-apicale maxillare, palatino, maxillo superiore	Peri-apicale linguale maxillo inferiore	intra osseo, intra settale	intra ligamentare	intra polpare	anestesia regionale, tronculare
----------------	---------------------------	---	---	----------------------------	-------------------	---------------	---------------------------------